

Français

iCare PATIENT2



iCare PATIENT2
Mode d'emploi pour Android

icare

Rx Only (U.S.)

Copyrights

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. En cas de conflit concernant un document traduit, la version en langue anglaise prévaut.

Cet appareil est conforme à :

Réglementation sur les instruments médicaux (MDR) 2017/745

Ce mode d'emploi concerne le logiciel iCare PATIENT2 version 1.1.x, « x » étant une révision de maintenance sans conséquence pour le présent mode d'emploi.

Copyright © 2023 Icare Finland Oy. Tous droits réservés. iCare est une marque déposée d'Icare Finland Oy. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Android est une marque ou une marque déposée de Google Inc. Google Play est une marque de Google LLC.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Icare Finland Oy fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finlande

Tél. +358 0 9775 1150

www.icare-world.com, info@icare-world.com

CE 0598






Table des matières

1. Utilisation prévue.....	4
2. Consignes de sécurité.....	4
3. Introduction.....	5
4. Configuration requise pour iCare PATIENT2.....	6
5. Obtention des identifiants iCare.....	7
6. Installer et commencer à utiliser l'application.....	8
7. Connexion au tonomètre par Bluetooth®.....	8
7.1. Mise sous tension du tonomètre.....	8
7.2. Appairage du tonomètre avec votre appareil mobile.....	9
8. Transfert des données de mesure via Bluetooth®.....	9
9. Connexion et transfert des données de mesure via un câble USB.....	10
10. Consultation de vos résultats de mesure.....	11
10.1. Fonction graphique.....	11
10.2. Fonction tableau.....	13
11. Modification des réglages d'iCare PATIENT2.....	13
12. Déconnexion d'iCare PATIENT2.....	14
13. Dépannage.....	14
14. Description technique.....	17
15. Symboles.....	18

1. Utilisation prévue

iCare PATIENT2 (TS05) est une application mobile destinée à transférer des données de mesure ophtalmique sur iCare CLINIC ou un système externe. Il permet également d'afficher des données de mesure ophtalmique et aide à la prise en charge du glaucome. Il est indiqué pour une utilisation par des professionnels de santé et des utilisateurs non professionnels.


2. Consignes de sécurité

-  **AVERTISSEMENT !** Vérifiez que l'appareil mobile sur lequel l'application iCare PATIENT2 est installée est réglé sur l'heure et la date correctes.
-  **AVERTISSEMENT !** Avant d'effectuer les mesures, mettez à jour l'horloge du tonomètre en fonction de votre fuseau horaire. Vous pouvez procéder manuellement depuis les réglages du tonomètre ou automatiquement en connectant le tonomètre à l'application iCare PATIENT2.
-  **PRÉCAUTIONS :** Signalez tout incident grave lié au tonomètre à votre autorité sanitaire compétente et au fabricant ou à son représentant.

3. Introduction

Le système logiciel iCare comprend les éléments suivants :

- un tonomètre iCare (iCare HOME ou iCare HOME2) pour mesurer la pression intraoculaire
- l'application mobile iCare PATIENT2, dans laquelle les patients et les professionnels de santé peuvent consulter les données de mesure et les transférer et les stocker dans iCare CLINIC ou dans le service iCare CLOUD
- iCare CLINIC est un service logiciel basé sur navigateur dans lequel les professionnels de santé et les patients peuvent consulter les données de mesure



iCare CLOUD peut être utilisé pour enregistrer les résultats des mesures de la pression intraoculaire transférés depuis iCare HOME ou iCare HOME2 à l'aide d'iCare PATIENT2. Les patients peuvent stocker leurs données de mesure sur un compte privé du service iCare CLOUD à condition que leur tonomètre ne soit pas enregistré sur le compte iCare CLINIC d'un professionnel de santé.

Pour consulter les résultats de mesure avec l'application PATIENT2, vous devez vous connecter à l'aide de vos identifiants iCare. Pour savoir comment obtenir vos identifiants iCare, reportez-vous au chapitre «5. Obtention des identifiants iCare».

Vos identifiants empêchent d'autres personnes d'accéder à vos résultats de mesure. L'application vous indique que vos identifiants ne sont pas valides si vous avez saisi un mot de passe ou une adresse e-mail incorrects ou si votre mot de passe a été piraté. Ne donnez jamais votre mot de passe à quiconque.

Si vous êtes un professionnel de santé, vous pouvez utiliser iCare PATIENT2 uniquement pour transférer les résultats de mesure de pression intraoculaire sur iCare CLINIC. iCare PATIENT2 n'affiche pas les résultats de mesure si vous avez un compte professionnel iCare CLINIC.

iCare PATIENT2 est conçu pour être utilisé dans différentes conditions, à la maison et hors de la maison. Les applications ne présentent aucun risque résiduel inacceptable ni aucun effet secondaire indésirable et n'ont aucune contre-indication.

Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les appareils HOME ou HOME2, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

4. Configuration requise pour iCare PATIENT2

- Smartphone ou tablette Android avec connexion Bluetooth ou prise en charge USB OTG
- Système d'exploitation v 6.0 ou version ultérieure
- Câble et adaptateurs compatibles USB OTG fournis avec le tonomètre iCare HOME ou iCare HOME2
- Connexion Internet

Pour vous assurer du bon fonctionnement de l'application iCare PATIENT2, veillez à toujours installer les dernières mises à jour logicielles disponibles pour votre appareil mobile et l'application iCare PATIENT2.

Les derniers correctifs de sécurité d'iCare PATIENT2 sont installés avec les mises à jour logicielles. Les mises à jour sont distribuées via Google Play store.

5. Obtention des identifiants iCare

Pour consulter les résultats de mesure avec l'application iCare PATIENT2, vous devez vous connecter à l'aide de vos identifiants iCare. Si votre tonomètre iCare HOME ou iCare HOME2 est enregistré sur le compte CLINIC d'une clinique ou d'un hôpital, contactez la clinique ou l'hôpital pour obtenir vos identifiants.

Remarque à l'attention des professionnels de santé : Les identifiants du patient peuvent être créés dans iCare CLINIC sous l'onglet Patient profile (Profil patient) de la section User account (Compte utilisateur) en fournissant l'adresse e-mail du patient. Le patient recevra un e-mail d'invitation comprenant un lien pour créer un mot de passe.

Si votre tonomètre n'est pas enregistré sur le compte CLINIC d'une clinique ou d'un hôpital, vous devez enregistrer votre tonomètre sur iCare CLOUD pour pouvoir utiliser l'application iCare PATIENT2. Reportez-vous au guide « Mise en route » fourni avec le tonomètre iCare HOME ou iCare HOME2 pour savoir comment enregistrer votre tonomètre. Vous obtiendrez vos identifiants iCare lors du processus d'enregistrement.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre professionnel de santé, le vendeur du tonomètre ou iCare.

REMARQUE : Les identifiants des utilisateurs professionnels d'iCare CLINIC (médecins, formateurs ou administrateurs) ne peuvent pas être utilisés pour se connecter à l'application PATIENT2. L'application PATIENT2 n'est utilisée que pour consulter les résultats d'un patient individuel à l'aide des identifiants CLINIC d'un patient individuel. Elle est également utilisée pour télécharger des données de mesure d'un ou plusieurs appareils iCare HOME2 sur iCare CLINIC, auquel cas il n'est pas nécessaire de se connecter à PATIENT2.

6. Installer et commencer à utiliser l'application

1. Ouvrez Google Play sur votre appareil mobile.
2. Recherchez iCare PATIENT2.
3. Suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.








Pour commencer à utiliser l'application, appuyez sur **START USING THE APP (COMMENCER À UTILISER L'APPLICATION)**. Sélectionnez votre zone de résidence et l'emplacement où vos données de pression intraoculaire seront stockées. Lisez les conditions générales d'utilisation et acceptez les conditions d'utilisation ainsi que le traitement de vos données personnelles en cochant les cases correspondantes. Sélectionnez votre tonomètre (iCare HOME2 ou iCare HOME).

7. Connexion au tonomètre par Bluetooth®

7.1. Mise sous tension du tonomètre

REMARQUE : La connexion Bluetooth n'est compatible qu'avec le tonomètre iCare HOME2.

Il est possible que la fonction Bluetooth soit déjà activée sur votre tonomètre. Vous pouvez vérifier le statut de la fonction Bluetooth de votre tonomètre et l'activer si nécessaire en suivant ces instructions.

1. Pour allumer le tonomètre, appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
2. Appuyez sur  jusqu'à ce que **SETTINGS (RÉGLAGES)** s'affiche sur l'écran du tonomètre et appuyez sur .
3. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous voyiez **BLUETOOTH**, puis appuyez sur .
4. Si la fonction Bluetooth est désactivée, appuyez sur  jusqu'à ce que vous voyiez **TURN ON (ALLUMER)**, puis appuyez sur .

7.2. Appairage du tonomètre avec votre appareil mobile

1. Appuyez sur **Bluetooth**. Lorsque vous y êtes invité, autorisez la poursuite de l'appairage.
2. Sélectionnez le tonomètre adéquat dans la liste des tonomètres iCare HOME2 détectés. Vérifiez que le numéro de série du tonomètre affiché sur l'écran de l'appareil mobile correspond à celui indiqué au dos du tonomètre. Sur votre tonomètre, le numéro de série est marqué SN.



3. Appuyez sur **PAIR TONOMETER (APPAIRER LE TONOMÈTRE)**.
4. Lorsque la demande d'appairage Bluetooth s'affiche, saisissez le code PIN affiché sur l'écran du tonomètre et appuyez sur **OK**.
5. Lorsque le tonomètre a été appairé avec succès, appuyez sur **CONTINUE (CONTINUER)** sur l'écran de PATIENT2.

Vous pouvez à présent appuyer sur SYNC (SYNCHRONISER) pour transférer les résultats de mesure du tonomètre sur iCare CLINIC ou iCare CLOUD, ou vous connecter à l'application iCare PATIENT2 pour consulter les résultats de vos mesures précédentes.

8. Transfert des données de mesure via Bluetooth®

Conseil : Si vous avez déjà appairé votre tonomètre à l'aide d'un câble USB, vous devez l'appairer à nouveau. Allez dans les réglages et appuyez sur **Change the tonometer (Changer de tonomètre)**, puis appairez à nouveau pour utiliser l'appairage Bluetooth.

1. Mettez le tonomètre sous tension.
2. Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application iCare PATIENT2.

3. Appuyez sur **SYNC (SYNCHRONISER)** pour transférer vos mesures du tonomètre vers votre appareil mobile.
4. Si une fenêtre contextuelle vous demandant vos identifiants iCare s'ouvre, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou le code de sécurité fourni par votre prestataire de soins de santé.

Le transfert des résultats de mesure peut prendre quelques minutes en fonction de la connexion réseau. Le message « [number of] measurements transferred » ([nombre de] mesures transférées) ou « no new measurements » (pas de nouvelles mesures) s'affiche lorsque le transfert des données est terminé.

Les résultats des mesures restent enregistrés dans la mémoire du tonomètre iCare HOME2 après le transfert des données de mesure.

9. Connexion et transfert des données de mesure via un câble USB

Conseil : Si votre appareil mobile vous demande l'autorisation d'utiliser l'application iCare PATIENT2 ou le tonomètre, appuyez sur **OK**. Sinon, vous ne pourrez pas transférer de données ni utiliser l'application. Pour éviter d'avoir à répéter cette autorisation chaque fois que vous utilisez l'application, appuyez sur la case à cocher dans la boîte de dialogue.

Remarque : Utilisez exclusivement le câble USB fourni avec le tonomètre iCare.

1. Vérifiez que l'écran et les touches de votre appareil mobile ne sont pas verrouillés.
2. Connectez le tonomètre à votre appareil mobile à l'aide du câble USB fourni dans la pochette de transport du tonomètre. Utilisez l'adaptateur USB fourni dans la pochette de transport du tonomètre si le câble n'est pas compatible avec votre téléphone mobile.
3. Si une fenêtre contextuelle vous demandant vos identifiants iCare s'ouvre, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou le code de sécurité fourni par votre prestataire de soins de santé.

Une fois que le câble USB est correctement connecté, les données de mesure sont transférées automatiquement du tonomètre vers votre appareil mobile et vers iCare CLINIC ou iCare CLOUD.

Le transfert des résultats de mesure peut prendre jusqu'à une minute ou plus en fonction de la connexion réseau. Le message « [number of] measurements transferred » ([nombre de] mesures transférées) ou « new measurements » (pas de nouvelles mesures) s'affiche lorsque le transfert des données est terminé. Débranchez le câble USB lorsque les données ont été transférées avec succès.



Une fois les données de mesure transférées, les résultats des mesures sont supprimés des tonomètres iCare HOME2 et HOME.

10. Consultation de vos résultats de mesure

10.1. Fonction graphique

1. Ouvrez l'application iCare PATIENT2 sur votre appareil mobile.
2. Si vous n'êtes pas encore connecté, appuyez sur **LOGIN (CONNEXION)** et saisissez vos identifiants iCare. Reportez-vous au chapitre «5. Obtention des identifiants iCare» pour savoir comment obtenir vos identifiants.
3. Appuyez sur **MEASUREMENTS (MESURES)**.

Le graphique bleu indique les mesures de l'œil droit et le graphique orange, les mesures de l'œil gauche. Le graphique peut être affiché en mode portrait ou paysage.






- 1: Mesure sélectionnée dans le graphique
- 2: Résultat de la mesure sélectionnée en mmHg
- 3: Date et heure de la mesure
- 4: Appuyez pour afficher la mesure précédente ou suivante

Pour faire défiler le graphique, faites glisser le doigt sur l'écran.

Pour effectuer un zoom avant et arrière sur le graphique, pincez sur l'écran tactile avec deux doigts et écartez-les ou rapprochez-les horizontalement.

Pour consulter le résultat de chaque mesure, appuyez sur les points du graphique ou sur les résultats des mesures en haut de l'écran. Vous pouvez également faire glisser les résultats des mesures avec le doigt pour afficher le résultat suivant ou précédent.

Le symbole  figurant à côté d'une mesure indique que celle-ci se trouve en dehors de l'échelle sélectionnée. Appuyez sur  pour afficher le résultat de la mesure.

Pour modifier l'échelle, appuyez sur  puis sur **Max value in graph (Valeur maximale dans le graphique)** ou sur **Min value in graph (Valeur minimale dans le graphique)**, et sélectionnez les nouvelles valeurs.

10.2. Fonction tableau

	Time	IOP mmHg	
WED 9	20.59	● 13 Right	3
	20.59	● 10 Left	
	15.57	● 14 Right	
	15.57	● 11 Left	
	11.23	● 11 Right	
	11.23	● 11 Left	
	6.11	● 19 Right	
	6.11	● 14 Left	
TUE 8	20.42	● 11 Right	
	20.42	● 10 Left	

- 1: Appuyez sur **Table (Tableau)** pour afficher les mesures sous forme de liste
- 2: Sélectionnez une date dans le
- 3: Appuyez sur pour voir la qualité de la mesure
- 4: Le point bleu indique la mesure de l'œil droit et le point orange, la mesure de l'œil gauche

Pour faire défiler la liste, faites glisser verticalement le doigt sur l'écran.

11. Modification des réglages d'iCare PATIENT2

Appuyez sur > **Settings (Réglages)**.

Pour définir les valeurs qui s'affichent dans le graphique, appuyez sur **Max value in graph (Valeur maximale dans le graphique)** ou sur **Min value in graph (Valeur minimale dans le graphique)**, et sélectionnez la nouvelle valeur.

Si vous souhaitez utiliser un autre tonomètre avec l'application, appuyez sur **Change the tonometer (Changer de tonomètre)**. Vous serez automatiquement déconnecté de l'application.

L'application est alors prête à transférer des données de mesures depuis un autre appareil.

12. Déconnexion d'iCare PATIENT2


Dans le cadre d'une utilisation quotidienne, vous n'avez pas besoin de vous déconnecter de l'application. Si vous craignez toutefois pour la confidentialité des données, déconnectez-vous de l'application afin d'empêcher d'autres personnes de voir les résultats de vos mesures.

Appuyez sur  > **Settings (Réglages) > Logout (Déconnexion)**.

Lorsque vous êtes déconnecté, vous pouvez tout de même transférer des mesures depuis le tonomètre **vers iCare CLINIC ou iCare CLOUD**, mais vous ne pouvez pas les visualiser sur votre appareil mobile.

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser l'application iCare PATIENT2, vous pouvez la désinstaller. Désinstaller l'application ne supprimera pas vos données de mesure de pression intraoculaire d'iCare CLINIC ou d'iCare CLOUD.

13. Dépannage

Conseil : Pour accéder aux coordonnées, telles que les adresses e-mail d'iCare, appuyez sur  > **Info**.

Problème	Explication possible et solution
Vous avez branché le câble USB sur le tonomètre et sur votre appareil mobile, mais rien ne se passe.	Vérifiez que vous avez correctement branché le câble sur votre appareil mobile. Vérifiez que l'application n'est pas dans la page Measurements (Mesures) .
Vous avez transféré vos mesures depuis le tonomètre, mais elles n'apparaissent pas dans vos résultats de mesure.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le tonomètre est enregistré à votre nom. Contactez votre professionnel de santé, le vendeur du tonomètre ou iCare.2. Vérifiez également que l'horloge du tonomètre indique l'heure correcte. Si ce n'est pas le cas, transférez des données de mesure une fois du tonomètre vers votre appareil mobile. L'horloge du tonomètre se met à jour pendant le transfert.

Problème	Explication possible et solution
<p>Vous obtenez le message d'erreur Error during pairing (Erreur pendant l'appairage).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que la connexion Bluetooth est activée sur votre appareil mobile. 2. Vérifiez que vous avez autorisé la localisation dans l'application. 3. Vérifiez que la fonction de localisation de l'appareil mobile est activée. <p style="text-align: center;">OU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à un réseau. 2. Vérifiez que le tonomètre est allumé et que la connexion Bluetooth est activée sur le tonomètre et sur votre appareil mobile. 3. Redémarrez votre appareil mobile et réessayez.
<p>Vous obtenez le message d'erreur Error while reading measurements from tonometer (Erreur lors de la lecture des mesures du tonomètre).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si la connexion s'effectue via un câble USB, débranchez le câble USB de votre appareil mobile et du tonomètre puis branchez-le à nouveau. 2. Si la connexion s'effectue via Bluetooth, vérifiez que le tonomètre est allumé et que la connexion Bluetooth est activée sur le tonomètre et sur votre appareil mobile. Appuyez ensuite sur RETRY (RÉESSAYER) ou sur SYNC (SYNCHRONISER) pour réessayer. 3. Redémarrez votre appareil mobile, ouvrez l'application iCare PATIENT2 et appuyez sur SYNC (SYNCHRONISER) pour réessayer.
<p>Vous obtenez le message d'erreur Error while sending measurements to CLINIC (Erreur lors de l'envoi des mesures à CLINIC).</p>	<p>Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à un réseau.</p>

Problème	Explication possible et solution
<p>Vous obtenez le message d'erreur USB permission denied (Autorisation USB refusée).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez le câble USB de votre appareil mobile puis rebranchez-le et accordez l'autorisation dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre sur l'écran de votre appareil mobile. 2. Si le problème persiste, débranchez le câble USB de votre appareil mobile, allez dans les réglages de votre appareil mobile et autorisez l'application iCare PATIENT2 à utiliser la fonctionnalité USB de votre appareil mobile. Branchez à nouveau le câble USB sur votre appareil mobile.
<p>Vous obtenez le message d'erreur Connection error to server. Can't load measurements (Erreur de connexion au serveur. Impossible de charger les mesures).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à un réseau. 2. Fermez la page des mesures et ouvrez-la à nouveau. Vous obtiendrez également ce message d'erreur si vous vous êtes connecté à l'application iCare PATIENT2 avec l'identifiant CLINIC d'un professionnel de santé et non celui d'un patient.
<p>Vous obtenez le message d'erreur User is not authorized. Can't load measurements (L'utilisateur n'est pas autorisé. Impossible de charger les mesures).</p>	<p>Votre session de connexion a expiré. Connectez-vous à nouveau.</p>
<p>Vous obtenez le message d'erreur Tonometer has not been registered. Check help for support and more info (Le tonomètre n'a pas été enregistré. Contactez l'assistance pour obtenir de l'aide et plus d'informations).</p>	<p>Votre tonomètre doit être enregistré. Reportez-vous au chapitre «5. Obtention des identifiants iCare» pour savoir comment enregistrer votre tonomètre.</p>
<p>Vous obtenez le message d'erreur Login failed due to an unexpected error (La connexion a échoué suite à une erreur inattendue).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à un réseau. 2. Essayez de vous reconnecter à l'application iCare PATIENT2. <p>Si le problème persiste, contactez votre professionnel de santé, le vendeur du tonomètre ou iCare.</p>

Problème	Explication possible et solution
<p>Vous obtenez le message d'erreur Invalid credentials. Please check the security code and try again (Identifiants non valides. Vérifiez le code de sécurité et réessayez).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="568 153 1022 240">1. Vérifiez que votre code de sécurité est correct. Demandez le code de sécurité à votre prestataire de soins de santé. <li data-bbox="568 248 1022 304">2. Essayez de renvoyer les résultats de mesure <p data-bbox="568 312 1022 376">Si le problème persiste, contactez home-software-support@icare-world.com.</p>
<p>Vous obtenez le message d'erreur Device license has expired (La licence de l'appareil a expiré).</p>	<p data-bbox="568 384 1022 472">Demandez à votre prestataire de soins ou de services de renouveler la licence.</p>
<p>Vous avez besoin d'aide pour l'application iCare PATIENT2.</p>	<p data-bbox="568 480 1022 536">Contactez votre professionnel de santé, le vendeur du tonomètre ou iCare.</p>

Si l'application iCare PATIENT2 ne fonctionne pas correctement ou si vous trouvez des erreurs dans ce mode d'emploi, contactez **info@icare-world.com** ou, si vous êtes aux États-Unis, **infoUSA@icare-world.com**.

14. Description technique

Lorsque le tonomètre iCare est connecté à un appareil mobile à l'aide du câble USB fourni dans la pochette de transport du tonomètre ou via la connexion Bluetooth, l'application iCare PATIENT2 lit les résultats de mesure de pression intraoculaire du tonomètre. L'application transfère et enregistre également les résultats dans la base de données iCare CLINIC ou iCare CLOUD, sur Internet, via la connexion de données de l'appareil mobile. L'application utilise également la connexion de données pour lire les résultats de mesure de la base de données, car ceux-ci sont stockés uniquement dans la base de données et non dans l'appareil mobile.

Ne connectez pas l'appareil mobile sur lequel l'application iCare PATIENT2 est installée au réseau informatique d'un professionnel de santé sur lequel des appareils ou logiciels médicaux de ce professionnel de santé sont connectés.

L'appareil mobile sur lequel l'application iCare PATIENT2 est installée peut utiliser toute connexion Internet permettant la communication HTTPS.





Si la connexion de données échoue, les résultats de mesure ne pourront pas être transférés du tonomètre iCare à la base de données iCare CLINIC et ne pourront pas être consultés.

Les résultats de mesure de la pression intraoculaire sont exprimés en millimètres de mercure (mmHg) avec une précision d'un millimètre de mercure. L'échelle disponible pour l'axe y est de 5 mmHg à 50 mmHg.

L'échelle de mesure spécifiée du tonomètre iCare HOME est de 5 à 50 mmHg, et l'échelle de mesure spécifiée du tonomètre iCare HOME2 est de 7 à 50 mmHg.

Le principal risque de cybersécurité affectant iCare PATIENT2 est lié à la protection de votre appareil mobile contre les logiciels malveillants et les virus. Assurez-vous que la protection contre les virus et les logiciels malveillants est à jour sur votre appareil mobile.

15. Symboles

	Fabricant
	Attention
Rx Only (U.S.)	La loi fédérale des États-Unis n'autorise l'achat de cet appareil que par ou sur l'ordre d'un médecin ou d'un professionnel de santé autorisé.
	Marquage CE
	Ce produit est un dispositif médical



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finlande

Tél. +358 0 9775 1150

info@icare-world.com

Icare USA, Inc.

4700 Falls of Neuse Rd. Ste 245

Raleigh, NC. 27609

Tél. +1 888.422.7313

Fax +1 877.477.5485

infoUSA@icare-world.com

www.icare-world.com

icare

iCare est une marque déposée d'Icare Finland Oy, Centervue S.p.A., Icare Finland Oy et Icare USA Inc. font partie du groupe Revenio et représentent la marque iCare. Certains produits, services ou offres référencés dans cette brochure ne sont pas approuvés ou proposés sur tous les marchés. De plus, l'étiquetage et les instructions approuvés peuvent varier d'un pays à l'autre. Les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications en termes de conception et de contenu de livraison, ou suite aux développements techniques continus.