

Български

iCare HOME2

iCare HOME2
Кратко ръководство

Кратко ръководство

icare



Прочетете това кратко ръководство и гледайте видеоинструкциите за потребителя на HOME2, преди да използвате тонометъра. Изпълнявайте инструкциите стъпка по стъпка.



За информация, свързана с безопасността, прочетете глава 1 в ръководството за употреба, преди да пристъпите към използване на тонометъра.

Ако ви е необходима помощ за използването на тонометъра iCare HOME2, свържете се с вашия медицински специалист.



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ! Преди да започнете измерванията, променете часа на тонометъра към местното време ръчно от настройките на тонометъра или автоматично чрез свързване на тонометъра с приложението iCare PATIENT2 или със софтуера iCare EXPORT.




Стъпка


Стр.

1	Поставяне на батериите	5
2	Поставяне на сондата	6
3	Включване	7
4	Правилна позиция за измерване	8
5	Регулиране на опорите и позициониране на тонометъра	9
6	Измерване на очното налягане	11
7	Измерване на очното налягане в легнало положение по гръб	13
8	Отстраняване на грешки	15
9	Изключване на тонометъра и отстраняване на сондата	17


Части на тонометъра




- 1 Сонда
- 2 Накрайник за сонда
- 3 Опора за буза
- 4 Опора за чело
- 5 Бутон за измерване
- 6 Бутон за избор
- 7 Дисплей
- 8 Капаче за батериите
- 9 Каишка за китка
- 10 Апликатор на сондата
- 11 Отвертка тип Torx TX8




Батериите се намират в куфарчето на тонометъра под кутията за сонди.




Отворете капачето за батериите с отвертката.




Поставете батериите и затворете капачето.




Не използвайте сонда, ако се е допряла до ръка, маса или друга нестерилна повърхност.



Поставете апликатора за сонда върху накрайника за сонда.




Отворете опаковката.




Свалете капачето.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите замърсяване, дръжте неизползваните сонди в кутията им. Не докосвайте непокрита сонда. Не използвайте сонда, ако тя докосва нестерилна повърхност, като маса или пода.






Пуснете сондата
от контейнера
в апликатора за
сонда.




Отстранете апликатора за сонда.




Натиснете , докато чуete кратък звуков сигнал. На дисплея се извежда думата „Start“ (Старт).


Или натиснете , докато чуete кратък звуков сигнал. След това натиснете  отново, за да влезете в режим на измерване. На дисплея се извежда думата „Start“ (Старт).



Опората за чело А лежи върху челото ви, а опората за бузата В лежи върху бузата ви.




Гледате право напред и тонометърът е под ъгъл 90 градуса спрямо лицето ви. Сондата е на около 5 mm от окоето и сочи перпендикулярно към центъра на окоето.




Ако виждате червена светлина в накрайника за сонда, тонометърът е наклонен твърде много надолу. Трябва да се изправите и да повдигнете брадичката си.


Позиционирането на тонометъра е описано в следващия раздел.



Преди измерване регулирайте опорите за челото и бузата, за да коригирате дължината. Започнете, като опорите са с максималната си дължина.




Скъсявайте опорите само с по две щраквания, за да не се доближи твърде много тонометърът до окото.




Поставете тонометъра срещу лицето си и погледнете в накрайника за сонда. Сондата сочи перпендикулярно към центъра на окото, когато синият и зеленият пръстен в накрайника за сонда са симетрични.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Само сондата трябва да докосва окото. Не докосвайте окото си с други части на тонометъра. Не пъхайте тонометъра в окото си.






Ако пръстените не са симетрични, сондата не сочи перпендикулярно към центъра на окото. Коригирайте позицията на тонометъра.



Дръжте двете си очи отворени. Закриване на окото, което няма да бъде изследвано, може да ви помогне да видите по-ясно пръстените.




Скъсете опорите, като ги завъртите по часовниковата стрелка с по две щраквания, докато започнете да виждате само симетричен зелен пръстен. Тонометърът сега е на правилно разстояние от окото ви.



Започнете измерването, когато виждате само симетричен зелен пръстен. Натиснете бутона за измерване (▶) веднъж. Сондата леко ще докосне окото ви.


Еднократен кратък звуков сигнал показва, че измерването е успешно. Продължете с измерванията, докато чуete дълъг звуков сигнал и светлинният индикатор на крайника за сонда угасва.

Ако крайникът за сонда мига в червено и чувате няколко звукови сигнала, измерването не е успешно. Вижте **Отстраняване на грешки** на стр. 17.




Една последователност от измервания се състои от шест измервания.


Съвет: Можете също да стартирате последователност от измервания чрез натискане и задържане на бутона за измерване (▶), докато и шестте измервания бъдат направени.




Когато и шестте измервания са успешно направени, ще чуete по-дълъг звуков сигнал, светлинният индикатор в края на сонда угасва и ще видите резултата на дисплея.




Натиснете бутона за измерване (▶) веднъж и повторете измерването за другото око.




Преди измерване легнете за момент.




Заемете удобна позиция на гърба с възглавница под шията. Гледайте напред.




Избягвайте огъването на главата назад.




Поставете тонометъра под ъгъл 90 градуса спрямо лицето си и направете измерването по указания преди това начин.
















След успешно измерване натиснете бутона за измерване ► веднъж и повторете измерването за другото око.




Ако възникне грешка, накрайникът за сонда мига в червено. Дисплеят и звуковите сигнали показват източника на грешката.

Гледайте в дисплея, натиснете бутона за измерване  веднъж, направете необходимите корекции и повторете измерването.

Икона	Текст на дисплея	Звук	Проблем	Решение
	TOO FAR (ТВЪРДЕ ДАЛЕЧ)	3 дълги 	Сондата е твърде далеч от окото.	Натиснете бутона за измерване  веднъж, за да потвърдите грешката. Скъсете опорите за челото и бузата.
	TOO NEAR (ТВЪРДЕ БЛИЗО)	5 кратки 	Сондата е твърде близо до окото.	Натиснете бутона за измерване  веднъж, за да потвърдите грешката. Удължете опорите за челото и бузата.
	INCORRECT ALIGNMENT (НЕПРАВИЛНО ПОДРАВНЯВАНЕ)	2 кратки 	Сондата не е перпендикулярна на роговицата или сондата се е ударила в клепача или миглите на окото.	Натиснете бутона за измерване  веднъж, за да потвърдите грешката. Позиционирайте тонометъра така, че сондата да сочи перпендикулярно към центъра на окото. Дръжте окото си отворено.
	REPEAT (ПОВТОРЕТЕ)	2 кратки 	Имало е проблем с движението на сондата.	Натиснете бутона за измерване  веднъж, за да потвърдите грешката. Повторете измерването.
	DETECTION ERROR (ГРЕШКА В ЗАСИЧАНЕТО)	2 кратки 	Сензорът не може да идентифицира измерваното око (дясно или ляво).	Натиснете  , след това натиснете  , докато на дисплея се покаже правилното око (дясно или ляво). Натиснете  или натиснете бутона за връщане за отмяна на измерването.




Натиснете и задръжте натиснат бутона за избор (■), докато чуете 3 кратки звукови сигнала и дисплеят угасне.



Отстранете сондата и я върнете обратно в контейнера на сондата.



Изхвърлете сондата и контейнера в кош за смесени отпадъци.



Сега можете да прехвърлите резултатите от измерванията в iCare CLINIC на лекаря или на личния ви акаунт в iCare CLOUD, като използвате приложението iCare PATIENT2 на мобилното ви устройство или софтуера iCare EXPORT на компютъра ви.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Финландия

Тел.: +358 9 8775 1150

info@icare-world.com

www.icare-world.com



За повече информация прочетете
ръководството за употреба.



icare

iCare е регистрирана търговска марка на Icare Finland Oy, Icare Finland Oy, Icare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd и Centervue S.p.A. са част от групата Revenio и представляват марката iCare. Не всички продукти, аксесоари, услуги или оферти са одобрени или се предлагат на всеки пазар и одобрените етикети и инструкции може да се различават в различните държави. Продуктовите спецификации подлежат на промяна в дизайна и обхвата на доставката и в резултат на непрекъснатото техническо развитие.