

Română

iCare HOME2

iCare HOME2
Ghid rapid

Ghid rapid

icare



Citiți acest Ghid rapid și urmăriți videoclipul cu instrucțiuni de utilizare a HOME2 înainte de a utiliza tonometrul. Urmăți instrucțiunile pas cu pas.



Pentru informații de siguranță, citiți capitolul 1 din manualul de utilizare înainte de a utiliza tonometrul.

Dacă aveți nevoie de asistență cu privire la utilizarea tonometrului iCare HOME2, contactați-vă medicul.



ATENȚIE! Înainte de efectuarea măsurărilor, actualizați ora tonometrului la ora locală manual, din setările tonometrului, sau automat, prin conectarea tonometrului la aplicația iCare PATIENT2 sau la software-ul iCare EXPORT.




Pas


Pagină

1	Montarea bateriilor	5
2	Introducerea sondei	6
3	Pornirea	7
4	Poziția corectă de măsurare	8
5	Reglarea suporturilor și poziționarea tonometrului	9
6	Măsurarea presiunii intraoculare	11
7	Măsurarea presiunii intraoculare în decubit dorsal	13
8	Rezolvarea defecțiunilor	15
9	Oprirea tonometrului și înlăturarea sondei	17


Componentele tonometrului




- 1 Sonda
- 2 Suportul sondei
- 3 Suport pentru obraz
- 4 Suport pentru frunte
- 5 Buton Măsurare
- 6 Buton Selectare
- 7 Afișaj
- 8 Capac compartiment baterii
- 9 Curea de mână
- 10 Aplicatorul sondei
- 11 Șurubelniță Torx TX8




Bateriile se află în cutia de transport a tonometrului, sub cutia cu sonde.




Deschideți capacul compartimentului bateriilor cu ajutorul șurubelniței.




Montați bateriile și închideți capacul.




Nu utilizați o sondă dacă aceasta a atins o mână dvs., o masă sau altă suprafață nesterilă.



Așezați aplicatorul sondei pe suportul sondei.




Deschideți ambalajul.




Îndepărtați capacul.





AVERTISMENT! Pentru a evita contaminarea, păstrați sondele neutilizate în cutia lor. Nu atingeți în mod direct sonda. Nu utilizați o sondă dacă aceasta a atins o suprafață nesterilă, cum ar fi o masă sau o podea.



Lăsați sonda să cadă din recipient în aplicatorul sondei.




Îndepărtați aplicatorul sondei.




Apăsați ► până când auziți un semnal sonor. Pe afișaj apare textul „Start”.


În mod alternativ, apăsați ◻ până când auziți un semnal sonor. Apoi apăsați din nou ◻ pentru a intra în modul de măsurare. Pe afișaj apare textul „Start”.



Suportul pentru frunte A se sprijină pe frunte, iar suportul pentru obraz B se sprijină pe obraz.






Priviți drept în față și asigurați-vă că tonometrul se află la un unghi de 90 de grade de față dvs. Sonda se află la aproximativ 5 mm de ochiul dvs. și este îndreptată perpendicular pe centrul ochiului.



Dacă vedeți o lumină de culoare roșie pe suportul sondei, tonometrul este înclinat prea mult în jos. Trebuie să vă îndreptați poziția corpului și să vă ridicați bărbia.

Poziționarea tonometrului este indicată în cele ce urmează.




Înainte de măsurare, reglați suporturile pentru frunte și obraz la lungimea corectă. Începeți cu suporturile la lungimea maximă.

Reduceți lungimea suporturilor doar cu două clicuri odată pentru ca tonometrul să nu se apropie prea mult de ochii dvs.


Apropiati tonometrul de față și priviți în suportul sondei. Sonda este orientată perpendicular pe centrul ochiului atunci când inelele de culoare albastră și verde de pe suportul sondei sunt simetrice.




AVERTISMENT! Doar sonda trebuie să atingă ochiul. Nu atingeți ochiul cu nicio altă componentă a tonometrului. Nu băgați tonometrul în ochi.






Dacă inelele nu sunt simetrice, sonda nu este orientată perpendicular pe centrul ochiului dvs. Corectați poziția tonometrului.



Țineți ambii ochi deschiși. Acoperirea ochiului care nu este testat poate ajuta la o vizualizare mai clară a inelelor.






Reduceți lungimea suporturilor prin rotirea lor în sensul acelor de ceasornic cu două clicuri odată, până când vedeți doar un inel simetric de culoare verde. Tonometrul se află acum la distanța corectă față de ochiul dvs.




Începeți măsurarea atunci când vedeți doar un inel simetric de culoare verde. Apăsați o dată butonul Măsurare (▶). Sonda va atinge ușor ochiul dvs.

Un singur semnal sonor indică o măsurare reușită. Continuați să efectuați măsurători până când auziți un semnal sonor lung și până când indicatorul luminos de pe suportul sondei se stinge.


Dacă indicatorul luminos al suportului sondei clipește în culoarea roșie și auziți mai multe semnale sonore, înseamnă că măsurarea nu a fost reușită. A se vedea **Rezolvarea defecțiunilor** de la pagina 17.






O secvență de măsurători constă în șase măsurători.

Sfat: De asemenea, puteți efectua secvența de măsurători ținând apăsat butonul Măsurare  până când sunt efectuate toate cele șase măsurători.

Când toate cele șase măsurători au fost efectuate cu succes, auziți un bip mai lung, indicatorul luminos de pe suportul sondei se stinge și vedeți rezultatul pe afișaj.


Apăsați o dată butonul Măsurare  și repetați măsurarea la celălalt ochi.




Înainte de măsurare,
întindeți-vă un moment.

Așezați-vă într-o poziție
confortabilă pe spate, cu o
pernă la baza gâtului. Priviți
drept înainte.


Evitați să înclinați capul
spre spate.



Așezați tonometrul la un unghi de 90 de grade pe fața dvs. și efectuați măsurarea conform instrucțiunilor anterioare.





















După o măsurare reușită, apăsați o dată butonul Măsurare (▶) și repetați măsurarea la celălalt ochi.





Dacă apare o eroare, suportul sondei clipește în culoarea roșie. Afișajul și sunetele indică sursa erorii.

Priviți afișajul, apăsați o dată butonul Măsurare (▶), efectuați corecțiile necesare și repetați măsurarea.


Pictogramă	Afișați textul	Sunet	Problemă	Soluție
	TOO FAR (PREA DEPARTE)	3 lungi 	Sonda este prea departe de ochi.	Apăsați o dată butonul Măsurare  pentru a confirma eroarea. Înainte de măsurare, reglați suporturile pentru frunte și obraz la lungimea corectă.
	TOO NEAR (PREA APROAPE)	5 scurte 	Sonda este prea aproape de ochi.	Apăsați o dată butonul Măsurare  pentru a confirma eroarea. Măriți lungimea suporturilor pentru frunte și obraz.
	INCORRECT ALIGNMENT (ALINIERE INCORECTĂ)	2 scurte 	Sonda nu a fost ținută perpendicular pe cornee sau sonda a atins o pleoapă sau genele.	Apăsați o dată butonul Măsurare  pentru a confirma eroarea. Poziționați tonometrul astfel încât sonda să fie îndreptată perpendicular spre centrul ochiului dvs. Țineți ochii bine deschiși.
	REPEAT (REPETAȚI)	2 scurte 	A existat o problemă cu mișcarea sondei.	Apăsați o dată butonul Măsurare  pentru a confirma eroarea. Repetați măsurarea.
	DETECTION ERROR (EROARE DE DETECTARE)	2 scurte 	Senzorul nu a putut identifica ochiul măsurat (drept sau stâng).	Apăsați  , apoi apăsați  până când pe afișaj este indicat ochiul corect (drept sau stâng). Apăsați  , sau apăsați butonul de revenire pentru a anula măsurarea.




Țineți apăsat butonul Selectare  până când auziți 3 semnale sonore și afișajul se oprește.



Îndepărtați sonda și puneți-o înapoi în recipientul pentru sondă.



Aruncați sonda și recipientul într-un coș pentru deșeuri mixte.



Acum puteți transfera rezultatele măsurătorilor dvs. către iCare CLINIC a doctorului dvs. sau către contul dvs. privat din iCare CLOUD, utilizând aplicația iCare PATIENT2 de pe dispozitivul dvs. mobil sau software-ul iCare EXPORT de pe computerul dvs.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finlanda

T: +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



Pentru mai multe informații,
citiți manualul de utilizare.



www.icare-world.com

icare

iCare este o marcă înregistrată a Icare Finland Oy, Icare Finland Oy, Icare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd și Centervue S.p.A. fac parte din Revenio Group și reprezintă marca iCare.

Nu toate produsele, accesoriile, serviciile sau ofertele sunt aprobate sau disponibile pe toate piețele, iar etichetarea și instrucțiunile aprobate pot varia de la o țară la alta. Specificațiile produselor pot suferi modificări în ceea ce privește designul și articolele furnizate, precum și ca urmare a evoluțiilor tehnice continue.